



Etagères « David »



COLIS :

- 2 COLIS pour l'étagère 60
- 3 COLIS pour l'étagère 120
- 4 COLIS pour l'étagère 180
- 2 Côtés échelle
- 2 Tablettes pour l'étagère 60
- 4 Tablettes pour l'étagère 120
- 6 Tablettes pour l'étagère 180

QUINCAILLERIE :

Pour l'étagère 60

- 4 cylindres transversaux
- 4 vis de 5x80
- 4 chevilles



Pour l'étagère 120

- 6 cylindres transversaux
- 6 vis de 5x80
- 6 chevilles



Pour l'étagère 180

- 8 cylindres transversaux
- 8 vis de 5x80
- 8 chevilles



NOTICE DE MONTAGE

1. Insérer les cylindres transversaux dans les côtés échelle.
2. **Fixation au mur** : Insérer les vis de 5 X 80 par l'extérieur, dans les champs (épaisseur) des côtés échelle; et visser dans les chevilles préalablement forées dans le mur.

**Fixation au lit superposé** : Insérer les vis de 5 X 80 par l'intérieur du lit. Elles se bloqueront dans les cylindres transversaux.

